


Genomeditech (Shanghai) Co.,Ltd. Order: 021-68455258/50432826/50432825

Toll-free: 400 627 9288

Email: service@genomeditech.com

pZsGreen1-C1

pZsGreen1-C1 是哺乳动物真核表达载,CMV promoter 启动目的基因和 GFP 荧光蛋白表达。目的基因融合在 C 端,GFP 荧光蛋白位于 N 端。SV40 promoter 启动 NeoR 抗性表达。**图谱信息:**



质粒元件信息:

all lates.			
CMV enhancer	61364		
CMV promoter	365568		
ZsGreen1	6131305		
SV40 poly(A) signal	14951616		
f1 ori	16232078		
AmpR promoter	21052209		
SV40 promoter	22112568		
NeoR/KanR	26033397		
HSV TK poly(A) signal	36293676		
ori	40054593		

酶切位点序列信息:

	XhoI	HindIII	EcoRI	KpnI	ApaI	BamHI	
tgccctccggactcagatctcgagctcaagcttcgaattctgcagtcgacggtaccgcggggcccggggatccaccggatctagataactgatca							
acgggaggcctgagtctagagctcgagttcgaagcttaagacgtcagctgccatggcgccctgggccctaggtggcctagatctattgactagtagatggaggcctaggtggcctagatctattgactagtaggtggaggaggaggaggaggaggaggaggaggagg							

pGMpEGFP 质粒测序引物:

5'-GCACTTCATCCAGCACAAGC-3'

产品基本信息



Genomeditech (Shanghai) Co.,Ltd. Order: 021-68455258/50432826/50432825

Toll-free: 400 627 9288

Email: service@genomeditech.com

产品编号	产品名称	包装规格
GM-1013P033	pZsGreen1-N1	1 μg

使用说明:

收到产品后请尽快安排转化扩增。

pEGFP-N1 可以采用常规转染方法转染哺乳动物细胞。用荧光显微镜进行检测。

注意事项:

为了您的健康,实验操作时请穿实验服和带一次性手套。

保存条件:

-20℃保存。

放于库房-80℃保存,冰袋发货,发货后保质期一年。

备注:

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。